

# 洁悠神用于会阴侧切伤口的疗效观察

汪晓雯

(崇仁县孙坊中心卫生院,江西崇仁 344200)

[中图分类号] R713.22 [文献标识码] B [文章编号] 1672-4208(2010)24-0021-01

会阴侧切术是在分娩第二产程中为了避免会阴和盆底组织裂伤,减轻盆底组织对胎头的压迫,缩短第二产程,加速分娩常用的手术<sup>[1]</sup>。由于解剖位置特殊,术后常易发生感染,影响伤口愈合。为减轻产妇痛苦,降低伤口感染率,提高甲级愈合率,我院采用洁悠神长效抗菌材料(南京神奇科技开发有限公司制造)治疗伤口,取得较好疗效,现报道如下。

## 1 资料与方法

1.1 一般资料 2007年9月10日~2009年12月20日,我院住院经阴道分娩行会阴侧切术,无妊娠并发症、无急性外阴阴道炎的产妇240例。将其随机分为两组:对照组120例,采用常规护理方法碘伏擦洗伤口;观察组120例,采用碘伏擦洗伤口并加用洁悠神喷洒。两组在年龄、产次、产程、出血量、缝合方式上差异无统计学意义。

1.2 方法 对照组用0.2%碘伏擦洗会阴及伤口,擦洗顺序为第1遍自上而下、自外而内,初步擦净会阴部的污垢、分泌物和血迹等;第2遍的顺序为自内而外,以伤口为中心逐渐向外。最后擦洗肛周和肛门。擦净后用干纱布擦干,2次/d,共5d。观察组除每天2次碘伏擦洗外,加用洁悠神喷洒伤口,3次/d,共5d。同时内裤、卫生巾等和伤口直接接触的物品也配合使用本品喷洒。

1.3 疗效判定标准 产后5d观察伤口愈合情况,伤口平整,无不良反应为甲级愈合;伤口红肿、硬结、感染部分裂开或全部裂开,延期愈合为乙级愈合。

## 2 结果

伤口愈合情况,见表1。

## 3 讨论

洁悠神是一种含有机硅季铵盐成分的高分子活性剂。其水溶性制剂喷洒在皮肤表面固化后形

表1 伤口愈合情况 [例(%)]

组别	病例数	甲级愈合	乙级愈合
观察组	120	117(97.50)	3(2.50)
对照组	120	106(88.33)	14(11.67)

成生物高分子层和正电荷的分子网状膜。其中,生物高分子层由于其以大分子与皮肤胶联形成一层分子级物理抗菌膜(隐形敷料),能保持8h以上的长效抗菌功能;生物正电荷层吸附带负电荷的细菌、真菌、病毒等病原微生物,致使其赖以呼吸、代谢的酶失去作用而窒息死亡,起到物理式杀灭病原微生物和广谱抗菌作用。具有敷料创新、长效抗菌、广谱抗菌、安全抗菌等特性。

将洁悠神长效抗菌剂喷洒于伤口表面可很快固化并形成稳定的致密分子抗菌隔离网膜,在不影响皮肤功能的同时,增加皮肤长效抗菌,隔离病原菌的作用,确保皮肤彻底清除感染源,持久抵抗细菌的侵袭<sup>[2]</sup>。此外由于洁悠神喷洒干燥后形成一层透明薄膜,能有效减少恶露、分泌排泄物对伤口的刺激,保护创面,促进伤口愈合。洁悠神组甲级愈合率明显高于对照组,感染率明显低于对照组。

洁悠神用于会阴伤口护理,促进伤口愈合作用强,安全有效,护理方便,对皮肤粘膜无刺激性,值得临床应用。

## 参考文献

- [1] 凌艳娇.会阴侧切伤口三种缝合方法硬结发生率的比较[J].护士进修杂志,2005,20(6):559-560.
- [2] 沈梅芳,李珍.洁悠神长效抗菌剂辅助治疗开放性创伤129例[J].医药导报,2006,25(2):138-139.

(收稿日期:2010-10-17)